

DenFil Etchant-37

Fosfor ætsegel

CE

1639

Beskrivelse

DenFil Etchant-37 er en phosphorsyre-formulering fortykket med naturlige polymere materialer. DenFil Etchant-37 indeholder 37% fosforsyre og er designet som en halvgel-type. DenFil Etchant-37 kan opnå let og tilgængelig ætsningseffekt. DenFil Etchant-37 efterlader ingen rester på overfladen af den ætsede tand, i modsætning til silica-fortykkede ætsemidler.

Sammensætning

- Phosphorsyre
- Demineraliseret vand
- Fortykningsmiddel
- Farvestof

Indikationer

Ætsning af emaljen og dentinen til klæbende restaureringer.

Kontraindikationer

Anvend ikke på blødt væv, inklusive mundslimhinde, øjne og tandpulpvæv.

Anbefalet procedure

1. Isolér tand og forbered hulrummet på en konservativ måde.
2. Fjern hættens og gør engangsspidsen klar.
3. Æts emalje og dentin med ætsemiddel i 15 sekunder. Skyl grundigt og fjern overskydende vand fra præparatet med en mild luftstrøm i 1 ~ 2 sekunder.

4. Tør ætsede overflader med ren luft. Blæs ikke spyt på ætsede overflader. Hvis den ætsede overflade ikke ser kridhvid ud, gentages ætsningen. Kontaminering med spyt skal undgås.
5. Gentag trin 3 ~ 4, hvis det ønskes.

Opbevaring

1. Sæt sprøjtehætten på efter brug.
2. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys.

Forholdsregler

1. Kun til dental brug.
2. Skal anvendes af en tandlæge. Overhold proceduren og forholdsreglerne.
3. Opbevar produktet væk fra rækkevidde for ikke-tandlægere, herunder børn, ældre og andre.
4. Undgå kontakt med øje og hud.
5. Hvis det kommer i kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand.
6. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker.
7. Hvis der opstår utilsigtet kontakt med øjne eller langvarigt oralt væv, skal du straks skylle med en stor mængde vand og konsultere en læge.
8. Giv en stor mængde vand eller mælk ved indtagelse, tag et antacida, søg lægehjælp.
9. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Symboler



Anvendes inden



LOT nummer



Se instruktioner



Katalognummer



Temperaturgrænse



Fabrikant



Autoriseret repræsentant
i Det Europæiske Fællesskab



Produktions-
dato

Garanti

VERICOM CO., LTD. Erstatte et produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug skal brugeren bestemme produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.



VERICOM CO. LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tlf. : + 82-31-441-2881 Fax:

+ 82-31-441-2883

E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

www.vericom.co.kr



Europæisk repræsentant (Koo Kyo-Chan)

3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France

E-mail: kdescartes@vericom.co.kr

VERICOM USA, INC:

VERICOM USA, INC.

22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, Ca 92630 USA

Udstedelsesdato 2020.04.02 IFU01-2E (Rev.9) -ETW

Tel: +1 949-319-3011 Fax: +1-949-317-3012