



Brugsvejledning



VERICOM CO., LTD.

Dental Materials

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

Copyright ©VERICOM. Alle rettigheder reserverede.

Da

Beskrivelse

U-Cem Premium er en dual-hærdende selv-adhærerende resin cement der ikke kræver nogen forbehandling. Det er nemt at fjerne og har bedre bindingsstyrke til flere proteser og radiopaque. U-Cem Premium er tilgængelig i Klar, Universal, Opakt for æstetik.

Sammensætning

Katalysator pasta

- Barium Silicate
- Dampet Silica
- MDP
- Dimethacrylate
- Katalysator
- Stabilisator

Base Paste

- Fluorinated Barium Silicate
- Dampet Silica
- Bis-GMA
- Dimethacrylate
- Stabilisator
- Pigmenter

*Procenter i vægt af total uorganisk fylder er ca. 65%

Indikationer

Cementering af keramik, metal eller komposit inlæg, onlæg, krone, bro, stolpe og skrue.

Anbefalet Procedure

Tid	min:sec
Blanding	00:20
Arbejdstid(23° C)	03:00 ± 30
Lys hærdning	00:20
Hærdningstid (i oral)	≤ 05:00

*Arbejds- og hærdningstider vil være påvirket af omgivelserne.

Præparation

- ① Fjern det provisoriske materiale og alle rester fra tandoverfladen
- ② Rens præparationen med pimpsten og vand. Rens grundigt. Fjern al overfladevand ved olie-fri luft eller vatpellets. Ikke tør for meget.
- ③ Prøv at tilpasse restorationen.

Førbehandling af restorationen

Følg instruktionerne for burg at det restorative materiale. Ved fravær af andre instruktioner, anbefaler vi at følge følgende procedure

- Komposit

- ① Sandblæs den kompositte restorationsoverflade der skal tættes med aluminium oxid 30~50µm.
- ② Rens den blæste overflade med alkohol og tør den med vand-fri og olie-fri luft.
- ③ Påfør en passende silan i overensstemmelse med brugsvejledningen.

- Glas keramik(Lithium disilicate, Porcelæn)

- ① Brug 5% hydrofluorisk syre til at ætse overfladen af glas keramik restorationen, der skal tættes, i 20 sekunder.
- ② Rens grundigt med vand i 15 sekunder og tør med vand-fri og olie-fri luft.
- ③ Påfør en passende silan i overensstemmelse med brugsvejledningen.

- Metal(Ti, PFM), Zirconia

- ① Blæs den kompositte restorationsoverflade der skal tættes med aluminium oxid 30~50µm.
- ② Rens den blæste overflade med alkohol og tør den med vand-fri og olie-fri luft.

Fiber stolpe

- ① Rens stolpen med alkohol og tør med vand-fri og olie-fri luft.
- ② Påfør en passende silan i overensstemmelse med brugsvejledningen.

Påføring af U-Cem Premium

- ① Vælg farve af U-Cem Premium. Før brug af U-Cem Premium den første gang, press en lille mængde ud af sprøjten.
- ② Doser cement på en blandingsblok og bland med en spatel. I tilfælde af auto-mix type, brug blandingspidsen og/eller intraoral spids. Til centering af ortodontisk bøjle, æts tandoverfladen med syre ætsning.
- ③ Påfør den blandede cement jævnt i hele kaviteten eller fyld kronen med cement.
- ④ Påsæt restorationen og stabiliser nok til at cementen kan størkne helt.
- ⑤ Efter påsætning af restoration fjernes overskydende cement med en sonde eller scaler for cementen er hærdet helt. Det anbefales at fjerne overskud i gel-fasen. Overskud af cement anbefales at fjernes efter lyseksponering (omkring 1-3 sekunder). Det anbefales af checke den nødvendige lys-hærdnings tid af det overskydende cement ved at lyshærde lidt cement på en blandingsblok. I tilfælde af selvhærdning anbefales det at fjerne overskud af cement i gel-fasen efter omkring 2 minutter fra blandingen startede. Gel-fase tiden kan være påvirket af oral og/eller temperature i rummet.
- ⑥ Efter fjernelse af overskuds cement, lyshærd(≥400mW/cm²) for hver 20 sekunder(≥1,000mW/cm² for hver 10 sekunder) for alle dele.
- ⑦ Fjern overskud af cement med sonde. Færdiggør approssimale rum med finishing strips. Færdiggør kanterne med gloss plus plade, pudse kopper og spidser.
- ⑧ Juster okklusionen.

Opbevaring

1. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys
2. Opbevar i køleskab
3. Efter brug påsættes hættten straks igen.

Forholdsregler

1. Kun til tandbrug.
2. Det skal bruges af en tandlæge eller tandfaglig person. Overhold proceduren og forholdsreglerne.
3. Opbevar det uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige personer, herunder børn, ældre og andre.
4. Hvis hudsensibilisering opstår eller allergi til dette produkt, stop brugen.
5. Eksponering til uhærdet resin bør undgås. Ved kontakt til huden, vask straks med sæbe og vand.
6. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller langvarig kontakt med oralt væv, skylles straks med store mængder vand.
7. Hvis det opbevares i køleskab, skal materialet nå stuetemperatur før brug.
8. Brug af beskyttelseshandsker anbefales.
9. Arbejdstiden og størkningstiden afhænger af temperature i rummet og munden. Ved ændring i temperature på 1° C kan arbejdstiden ændres med 15 sekunder.
10. I tilfælde af ikke-polymerisering, undersøg lys intensiteten på lys-hærdnings unit og kontakt derefter den nærmeste forhandler(e) eller producent angående de same kvalitetssager.
11. Brug ikke efter udløbsdato.
12. U-Cem Premium bør bruges efter 60 sekunder fra blanding.
13. U-Cem Premium anbefales at bruges indenfor 6 måneder efter åbning.

Symboler



Anvendes inden



LOT-nr. el. batch kode



Konsulter brugsanvisning



Katalog nummer



Temperatur grænser



Fabrikant



Autoriseret repræsentant i EU



Produktionsdato

Garanti

VERICOM CO., LTD erstatter produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. Påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.