

SIKKERHEDSDATABLAD

DenFil N

Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	DenFil N
Anvendelse	Tandfyldningsmateriale.
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	15, Jeonpa-ro 62beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

1. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlig bestanddel	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Bis-GMA	10-15	1565-94-2	Ingen
Barium aluminosilicate	60-85	65997-18-4	Ingen
Fumed silica	1-10	100402-78-6	Ingen

2. Fareidentifikation

Direkte kontakt med hud kan forårsage irritation eller hududslæt.

3. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Søg lægehjælp.
Hud	Vask med det samme med sæbe og vand.
Inhalation	Søg frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt eller giv oxygen af en professionel.
Indtagelse	Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

4. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)	Ingen oplysninger
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Lavere eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Slukningsmidler	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Ved forbrænding kan der opstå irriterende gasser

5. Ulykkestilfælde

SIKKERHEDSDATABLAD

DenFil N

Personlige og miljømæssige forholdsregler
Metode til rensning

-
Tør op med papir med alkohol i tilfælde af spild

6. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for håndtering
Opbevaringsforanstaltning

Kun af kvalificeret personale på tandklinikker eller laboratorier.
Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur.

7. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn
Håndbeskyttelse
Øjenbeskyttelse
Hudbeskyttelse

N/A
Latexhandsker
Beskyttelsesbriller
Kittel

8. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt
Damptryk
Massefylde
Opløselighed i vand

N/A
N/A
 ≥ 2.0
Uopløselig

Fysisk tilstand
Farve
Lugt
pH

Crement
Tand Farvet
Let akryl lugt
N/A

9. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet
Materialer og forhold, der skal undgås
Farlige nedbrydningsprodukter

Stabil under normal opbevaring og brug.
Varme og lys
Ingen

10. Toksikologiske oplysninger

Øjenseffekt
Alvorlig øjenstimulering; Symptomer kan omfatte rødme, hævelse, smerter, tårer og uklart syn

Hud effekt
Kontakt med huden kan forårsage forbrændinger: symptomer kan omfatte rødme, blærer og vævsødelæggelse.

Overfølsomhed
Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage irritation

11. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

12. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode

I overensstemmelse med statslige bestemmelser.

SIKKERHEDSDATABLAD

DenFil N

13. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)
Indre vandveje (ADNR)
Hav (IMDG)
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-
-
-
-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

14. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC
Regulering af KFDA

-
-

15. Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Det er meningen at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravets synspunkt og er ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber.

Oprettet oktober 2018