

SIKKERHEDSDATABLAD

DualCore™

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	DualCore™
Anvendelse	Dobbelthærdende kompositplast
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Ethoxyethyl bisphenol A glycidylmethacrylate	10–30%	41637-38-1	-
Silica	0.05–1%	7681-49-4	-

3. Fareidentifikation

3.1. Nødsituation, overblik

Øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige farer:

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan forårsage sensibilisering ved hudkontakt.

3.2. Potentielle helbredseffekter

Øje	Rens øjeblikkeligt med rigeligt vand og søg lægehjælp.
Hud	Vask øjeblikkeligt med vand og sæbe.
Inhalation	Søg frisk luft, hvile og varme.
Indtagelse	Søg øjeblikkeligt lægehjælp.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Hvis øjenirritation varer ved, søg lægehjælp.
Hud	Vask med det samme med sæbe og vand.
Inhalation	Personen bringes ud i frisk luft, anbringes i hvilestilling og holdes varm.
Indtagelse	Søg øjeblikkeligt lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Slukningsmidler	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Irriterende og/eller giftige gasser kan være til stede ved forbrænding.

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Personlige forholdsregler	Brug egnet beskyttelsestøj og sørg for tilstrækkelig ventilation.
Miljømæssige forholdsregler	Må ikke tømmes i afløb eller vandmiljøet
Metode til rensning	Opsamles mekanisk.

SIKKERHEDSDATABLAD

DualCore™

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler

Opbevaringsforanstaltning

Undgå kontakt med øjne og hud. Brug egnet beskyttelsesudstyr.

Hold beholderen tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares kun i den originale beholder.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Håndbeskyttelse

Øjenbeskyttelse

Hudbeskyttelse

Sørg for tilstrækkelig ventilation

Latexhandsker

Tæt tilsluttede beskyttelsesbriller

Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt

-

Damptryk

-

Relativ vægtfylde

2~2.5

Opløselighed i vand

Ikke opløselig

fysisk tilstand

fast form

Farve

-

Lugt

Let akryl lugt

Smeltepunkt

-

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet

Stabil under normal opbevaring og brug.

Materialer og betingelser, der skal undgås

Varme og lys

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet

Non-toksicitet

Overfølsomhed

Langvarig eksponering kan forårsage allergisk reaktion.

Øjenkontakt

Kan irritere ved kontakt med øjnene

Overfølsomhed

Kan give overfølsomhed ved hudkontakt

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode

Produktet skal behandles ifølge instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)

-

Indre vandveje (ADNR)

-

Hav (IMDG)

-

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

SIKKERHEDSDATABLAD

DualCore™

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC	-
Regulering af KFDA	-

16. Andre oplysninger

Informationer og anbefalinger i dette sikkerhedsdatablad stammer fra materiale-sikkerhedsblade for råstoffer samt producentens viden og erfaringer. Dette sikkerhedsdatablad beskriver produktet ud fra sikkerhedskrav. Producenten giver ingen garanti med henblik på rigtigheden af informationer eller enigheden af anbefalingerne, og tager ikke noget ansvar herfor.

Udarbejdet: 13.2.2018 (1. udgave)