

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Bite

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	Vonflex S Bite
Anvendelse	Tandbindemiddel
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlig bestanddel	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Polyvinyl siloxane	15-35 %	68083-19-2	Ingen
Silica	60-80 %	14464-46-1	Ingen

3. Fareidentifikation

Nødoversigt

Umiddelbare sundhedsmæssige, fysiske og miljømæssige farer: Ingen umiddelbare risici forventes.

Potentielle helbredseffekter

Øjenkontakt:	Let øjenirritation
Hud kontakt:	Let hudirritation
Inhalation:	Ingen sundhedsmæssige virkninger forventes
Indtagelse:	Kan være farligt ved indtagelse

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved vedvarende øjenirritation.
Hud	Vask omgående med vand og sæbe.
Inhalation	Der er ikke behov for førstehjælp
Indtagelse	Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)	Ikke tilgængeligt
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke tilgængeligt
Lavere eksplosionsgrænse	Ikke tilgængeligt
Slukningsmidler	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Bite

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer

Lukkede beholdere, der udsættes for varme fra brand, kan skabe tryk og eksplodere. Irriterende og/eller giftige aerosoler og gasser kan være til stede.

6. Udslip ved uheld

Personlige forholdsregler
Miljømæssige forholdsregler
Metode til rensning

Brug egnet beskyttelsestøj
Undgå forurening af vand og spildevand
Opsamles mekanisk med inert absorptionsmiddel

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler

Kun af kvalificeret personale i tandklinikker eller laboratorier

Opbevaringsforanstaltning

Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn
Håndbeskyttelse
Øjenbeskyttelse
Hudbeskyttelse

Ikke tilgængeligt
PVC eller PE handsker
Beskyttelsesbriller
Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt
Damptryk
Specifik gravitation
Opløselighed i vand

Ikke tilgængeligt
Ikke tilgængeligt
 ≥ 1.5
Ikke opløselig

Fysisk tilstand
Farve
Lugt
Smeltepunkt

Fast form
Hvid og blå
Lugtfri
Ikke tilgængeligt

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet
Materialer og forhold, der skal undgås
Farlig nedbrydningsprodukter
Farlig polymerisation

Stabil under normal opbevaring og brug.
Ekstrem varme og iltningsmidler
Kulilte og kuldioxid under forbrænding
Vil ikke forekomme

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet
Overfølsomhed

Ikke-toksicitet
Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage allergisk reaktion.

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Bite

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode

Produktet skal behandles i henhold til instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)

-

Indre vandveje (ADNR)

-

Hav (IMDG)

-

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC

-

Regulering af KFPA

-

16. Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Hensigten er at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravene, og databladet er derfor ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber.

Udarbejdet 29.9. 2017