

SIKKERHEDSDATABLAD

Ubond

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	Ubond
Anvendelse	Tandbindemiddel
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlig bestanddel	Koncentration	CAS NO	yderligere information
4-Methacxyethyl-trimellitic anhydride	10-30 %	70293-55-9	Ingen
Hydroxyethyl methacrylate	2-10 %	868-77-9	Ingen

3. Fareidentifikation

Meget brandfarlig. Irriterende for øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved vedvarende øjenirritation.
Hud	Vask omgående med vand og sæbe.
Inhalation	Søg frisk luft. Trækker personen ikke vejret, gives kunstigt åndedræt eller oxygen.
Indtagelse	Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (C)	>100
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Lavere eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Slukningsmidler	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Ved forbrænding kan der opstå irriterende gasser

6. Udslip ved uheld

Personlige forholdsregler	-
Miljømæssige forholdsregler	-
Metode til rensning	Tør op med papirhåndklæder med alkohol.

SIKKERHEDSDATABLAD

Ubond

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler	Undgå hud og øjenkontakt. Brug egnet beskyttelsesudstyr.
Opbevaringsforanstaltning	Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn	Brug i godt ventileret område
Håndbeskyttelse	Latexhandsker
Øjenbeskyttelse	Beskyttelsesbriller
Hudbeskyttelse	Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt	Ubestemt
Damptryk	Ubestemt
Massefylde	1.0-1.1 g/cm ³
Opløselighed i vand	Delvist blandbar
Fysisk tilstand	Væske, flydende
Farve	Gul
Lugt	lidt methacrylat lugt
Fordampningshastighed	Ubestemt
pH	< 3

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normal opbevaring og brug
Materialer og forhold, der skal undgås	Varme og lys
Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet	Ikke-toksicitet
Hudkontakt	Kan forårsage forbrændinger, rødmen, blærer og ødelæggelse af vævet.
Øjenkontakt	Alvorlig øjenstimulering: Symptomer kan omfatte rødme, hævelse, smerter, tårer og tågesyn.
Overfølsomhed	Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage irritation.

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode	Produktet skal behandles i henhold til instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.
--------------------------	---

SIKKERHEDSDATABLAD

Ubond

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)	-
Indre vandveje (ADNR)	-
Hav (IMDG)	-
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)	-
Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.	

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC	-
Regulering af KFDA	-

16. Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Det er meningen at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravets synspunkt og er ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber.

Udarbejdet 29.9. 2017