

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Light

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	Vonflex™ S Light
Anvendelse	Dental aftryksmateriale
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS NO	Yderligere information
Polyvinyl siloxane	45 – 70 %	68083-19-2	-
Silica	25 – 45 %	14464-46-1	-

3. Fareidentifikation

Nødsituation, overblik

Øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige farer:

Ingen øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige risici forventes.

Potentielle helbredseffekter

Øje

Let øjenirritation

Hud

Let hudirritation

Inhalation

Ingen sundhedsvirkninger forventes

Indtagelse

Muligvis skadeligt at sluge

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne

Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Hvis øjenirritation varer ved, søg lægehjælp.

Hud

Vask med det samme med sæbe og vand.

Inhalation

Intet behov for førstehjælp forventes.

Indtagelse

Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)

Ingen oplysninger

Øvre eksplosionsgrænse

Ingen oplysninger

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Light

Lavere eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Slukningsmidler Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver Lukkede beholdere udsat for varme fra brand kan skabe tryk og eksplodere. Irriterende og/eller giftige eller aerosole gasser kan være til stede.

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Personlige forholdsregler Miljømæssige forholdsregler Metode til rensning	Brug egnet beskyttelsestøj. Undgå forurening af vand og spildevand. Opsamles mekanisk med inert flydende materiale.
---	---

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler	Må kun håndteres af kvalificeret personale i tandklinikker eller laboratorier.
Opbevaringsforanstaltning	Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn	-
Håndbeskyttelse	PVC eller PE handsker
Øjenbeskyttelse	Beskyttelsesbriller
Hudbeskyttelse	Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt	-
Damptryk	-
Relativ vægtfylde	1,2-1,4
Opløselighed i vand	Ikke opløselig
fysisk tilstand	fast form
Farve	Hvid og brun
Lugt	Lugtfri
Smeltepunkt	-

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normal opbevaring og brug.
Materialer og betingelser, der skal undgås	Ekstrem varme, oxidationsmidler
Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen
Farlig polymerisation	Ingen

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Light

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet
Overfølsomhed

Non-toksicitet
Langvarig eksponering kan forårsage allergisk reaktion.

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode

Produktet skal behandles ifølge instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)
Indre vandveje (ADNR)
Hav (IMDG)
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-
-
-
-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC
Regulering af KFDA

-
-

16. Andre oplysninger

Informationer og anbefalinger i dette sikkerhedsdatablad stammer fra materiale-sikkerhedsblade for råstoffer samt producentens viden og erfaringer. Dette sikkerhedsdatablad beskriver produktet ud fra sikkerhedskrav. Producenten giver ingen garanti med henblik på rigtigheden af informationer eller enigheden af anbefalingerne, og tager ikke noget ansvar herfor.

Udarbejdet: 21.6.2017 (1. udgave)