

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Medium

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	Vonflex S Medium
Anvendelse	Tandbindemiddel
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Farlig bestanddel	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Polyvinyl siloxane	30-60%	68083-19-2	Ingen
Silica	40-70%	14464-46-1	Ingen

3. Fareidentifikation

Nødoversigt

Umiddelbare sundhedsmæssige, fysiske og miljømæssige farer: Ingen umiddelbare risici forventes.

Potentielle helbredseffekter

Øjenkontakt:	Let øjenirritation
Hudkontakt:	Let hudirritation
Inhalation:	Ingen kendte sundhedsmæssige risici
Indtagelse:	Kan være farligt ved indtagelse

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved vedvarende øjenirritation.
Hud	Vask omgående med vand og sæbe.
Inhalation	Der er ikke behov for førstehjælp.
Indtagelse	Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)	Ikke tilgængelig
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Lavere eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Slukningsmidler	CO ₂ , skum, pulver eller vandspray.

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Medium

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer

Lukkede beholdere, der udsættes for varme fra brand, kan skabe tryk og eksplosionsfare. Irriterende og/eller giftige aerosoler og gasser kan være til stede.

6. Udslip ved uheld

Personlige forholdsregler Miljømæssige forholdsregler Metode til rensning

Brug egnet beskyttelsestøj.
Undgå forurening af vand og spildevand.
Opsamles mekanisk med flydende inert materiale.

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler

Kun af kvalificeret personale i tandklinikker eller laboratorier.

Opbevaringsforanstaltning

Undgå udsættelse for lys og varme, opbevares ved stuetemperatur.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn Håndbeskyttelse Øjenbeskyttelse Hudbeskyttelse

Ikke tilgængelig
PVC- eller PE-handsker
Beskyttelsesbriller
Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt Damptryk Specifik gravitation Opløselighed i vand Fysisk tilstand Farve Lugt Smeltepunkt

Ubestemt
Ubestemt
1.2-1.4
Ikke opløselig
Fast form
Hvid og lilla
Lugtfri
Ubestemt

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet Materialer og forhold, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Farlig polymerisation

Stabil under normal opbevaring og brug
Ekstrem varme, ittningsmidler
Kulilte og kuldioxid under forbrænding
Vil ikke forekomme

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet Overfølsomhed

Ikke-toksicitet
Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage irritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex S Medium

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode

Produktet skal behandles i henhold til instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)

-

Indre vandveje (ADNR)

-

Hav (IMDG)

-

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC

-

Regulering af KFDA

-

16. Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Det er meningen at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravets synspunkt og er ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber.

Udarbejdet 29.9. 2017