

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Heavy

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produkt navn	Vonflex™ S Heavy
Anvendelse	Dental aftryksmateriale
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	#606, 5th Dongyoung Venturestel, 199-32, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-817, Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Polyvinyl siloxane	30 - 50 %	68083-19-2	-
Silica	40 - 60 %	14464-46-1	-

3. Fareidentifikation

3.1. Nødsituation, overblik

Øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige farer:

Ingen øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige risici forventes.

3.2. Potentielle helbredseffekter

Øje	Let øjenirritation
Hud	Let hudirritation
Inhalation	Ingen sundhedsvirkninger forventes
Indtagelse	Muligvis skadeligt at sluge

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	S skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Hvis øjenirritation varer ved, søg lægehjælp.
Hud	Vask med det samme med sæbe og vand.
Inhalation	Intet behov for førstehjælp forventes.
Indtagelse	Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)	Ingen oplysninger
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger
Lavere eksplosionsgrænse	Ingen oplysninger

Slukningsmidler	Vandtåge, CO ₂ , skum, slukningspulver
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Lukkede beholdere udsat for varme fra brand kan skabe tryk og eksplodere. Irriterende og/eller giftige eller aerosole gasser kan være til stede.

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Heavy

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Personlige forholdsregler	Brug egnet beskyttelsestøj.
Miljømæssige forholdsregler	Undgå forurening af vand og spildevand.
Metode til rensning	Opsamles mekanisk med inert flydende materiale.

7. Håndtering og opbevaring

Forholdsregler	Må kun håndteres af kvalificeret personale i tandklinikker eller laboratorier.
Opbevaringsforanstaltning	Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn	-
Håndbeskyttelse	PVC eller PE handsker
Øjenbeskyttelse	Beskyttelsesbriller
Hudbeskyttelse	Kittel

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt	-
Damptryk	-
Relativ vægtfylde	1,4-1,5
Opløselighed i vand	Ikke opløselig
fysisk tilstand	fast form
Farve	Hvid og gul
Lugt	Lugtfri
Smeltepunkt	-

10. Stabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normal opbevaring og brug.
Materialer og betingelser, der skal undgås	Ekstrem varme, oxidationsmidler
Farlige nedbrydningsprodukter	Carbonmonoxid, kuldioxid under forbrænding
Farlig polymerisation	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet	Non-toksicitet
Overfølsomhed	Langvarig eksponering kan forårsage allergisk reaktion.

12. Miljøoplysninger

Ingen data tilgængelig.

13. Bortskaffelse

Affaldshåndteringsmetode	Produktet skal behandles ifølge instruktionerne og bortskaffes som industriaffald i et godkendt affaldshåndteringsanlæg.
--------------------------	--

SIKKERHEDSDATABLAD

Vonflex™ S Heavy

14. Transportoplysninger

Land (RID/ADR)	-
Indre vandveje (ADNR)	-
Hav (IMDG)	-
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)	-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

15. Oplysninger om regulering

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC	-
Regulering af KFDA	-

16. Andre oplysninger

Informationer og anbefalinger i dette sikkerhedsdatablad stammer fra materiale-sikkerhedsblade for råstoffer samt producentens viden og erfaringer. Dette sikkerhedsdatablad beskriver produktet ud fra sikkerhedskrav. Producenten giver ingen garanti med henblik på rigtigheden af informationer eller enigheden af anbefalingerne, og tager ikke noget ansvar herfor.

Udarbejdet: 9.2.2018 (1. udgave)