

## SIKKERHEDSDATABLAD

### Well-Paste

#### 1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden

Produktnavn	Well-Paste
Anvendelse	Rodkanalsfyldningsmateriale
Producent	Vericom Co. Ltd.
Kontaktadresse	15, Jeonpa-ro 62beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Nødtelefon	82-31-441-2881

#### 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Ingrediens	Koncentration	CAS NO	yderligere information
Calcium hydroxid	20-30 %	1305-62-0	Ingen
Barium sulfat	22-26	7727-43-7	Ingen
Propylen glycol	28-28	57-55-6	Ingen
Titanium dioxid	5-11	13463-67-7	Ingen
Vand	2-6	7732-18-5	Ingen

#### 3. Fareidentifikation

Basisk pH

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjne	Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Søg lægehjælp.
Hud	Vask med sæbe og vand. Søg lægehjælp.
Inhalation	Søg frisk luft og lægehjælp.
Indtagelse	Drik 2-5 glas vand. Søg lægehjælp.
Usædvanlig brand og eksplosionsfare	

#### 5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse

Flammepunkt (F)	Ikke tilgængelig
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Lavere eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Slukningsmidler	Vandtåge, CO <sub>2</sub> , skum, slukningspulver
Brand og eksplosionsfare	Ingen

## SIKKERHEDSDATABLAD

### Well-Paste

#### 6. Udslip ved uheld

---

Personlige og miljømæssige forholdsregler	Ikke etableret
Metode til rensning	Rens med sæbe og vand

#### 7. Håndtering og opbevaring

---

Forholdsregler	Kun af kvalificeret personale på tandklinikker eller laboratorier
Opbevaringsforanstaltning	Opbevares tørt og køligt

#### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

---

Åndedrætsværn	Ikke tilgængelig
Håndbeskyttelse	Latexhandsker
Øjenbeskyttelse	Beskyttelsesbriller
Hudbeskyttelse	Kittel

#### 9. Fysiske og kemiske egenskaber

---

Kogepunkt	Ikke tilgængelig
Damptryk	Ikke tilgængelig
Specifik gravitation	Ikke tilgængelig
Opløselighed i vand	Opløselig
Fordampningshastighed	Ikke tilgængelig
Fysisk tilstand	Pasta
Farve	Hvid
Lugt	Lugtfri
Smeltepunkt	Ikke tilgængelig
pH	12.5
Massefylde	1,7 – 1,8 g/cm <sup>3</sup>

#### 10. Stabilitet og reaktivitet

---

Kemisk stabilitet	Stabil under normal opbevaring og brug.
Materialer og forhold, der skal undgås	Varme, lys, stærke syrer
Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen

#### 11. Toksikologiske oplysninger

---

Akut toxicity	Ikke-toksicitet
Overfølsomhed	Kan forårsage allergisk reaktion på huden
Hud kontakt	Virker irriterende på huden
Øjenkontakt	Virker irriterende på øjnene

## SIKKERHEDSDATABLAD

### Well-Paste

#### 12. Miljøoplysninger

---

*Ingen data tilgængelig.*

#### 13. Bortskaffelse

---

Affaldshåndteringsmetode

I overensstemmelse med statslig regulering

#### 14. Transportoplysninger

---

Land (RID/ADR)

-

Indre vandveje (ADNR)

-

Hav (IMDG)

-

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

-

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering.

#### 15. Oplysninger om regulering

---

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC

-

Regulering af KFDA

-

#### 16. Andre oplysninger

---

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Det er meningen at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravets synspunkt og er ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber.