

DATABLAD

Nitrilhandsker, pudderfri

1. Specifikationer

Type	Uden pudder, non-sterile
Materiale	100% nitril (Acrylonitril-butadien). Latex-fri.
Design	Ambidekstral (ens højre/venstre hånd) m. rullekant og glat ydre finish. Mikro teksturoverflade for lettere greb.
Farve	Blå
Størrelse	Small, medium, large, extra-large.
Donning agent	Pudderfri handsker
Moisture Content	Mindre end 0,8 % pr. handske.
Opbevaring og holdbarhed	Handskerne opretholder deres egenskaber, når de opbevares tørt og ved temperaturer mellem 10 og 30° C. Beskyt handsker mod ultraviolette lyskilder, såsom sollys og oxidationsmidler. Kobberioner misfarver handsken. 5 år fra fremstillingsdatoen.
Emballage	100 stk. pr. æske

2. Kvalitetsstandarder

I overensstemmelse med ASTM D6319 og EN455 standarder.

3. Inspektionsniveau og AQL

karakteristik	Inspektionsniveau	AQL
Fysiske dimensioner	S-2	4.0
Vandtæthed	G-1	1.5 / 2.5 / 4.0
Styrke og elasticitet	S-2	4.0

4. Fysiske dimensioner

Dimensioner	Standarder					
	Touch Flex					
Længde (mm)	240 min					
	Fingerlængde					
	Bredde (mm)					
		Tommel	Pegefinger	langefinger	Ringfinger	Lillefinger
Small	80 ± 10	53	66	77	70	54
Medium	95 ± 10	55	72	80	75	56
Large	110 ± 10	58	72	82	74	60
Extra-large	120 ± 10	62	78	88	80	62
	Vægt (g)	Manchet tykkelse	Håndflade tykkelse	Fingertykkelse		
Small	2.8± 0.2	0.06± 0.02	0.07± 0.02	0.10± 0.02		
Medium	3.0± 0.2	0.06± 0.02	0.07± 0.02	0.10± 0.02		
Large	3.5± 0.2	0.06± 0.02	0.07± 0.02	0.10± 0.02		
Extra-large	4.0± 0.2	0.06± 0.02	0.07± 0.02	0.10± 0.02		

DATABLAD
Nitrilhandsker, pudderfri

5. Fysiske egenskaber

Egenskab	Touch Flex	ASTM D6319
Forlængelse ved brud (%)		
Før aldring	Min. 500	Min. 500
Efter aldring	Min. 400	Min. 400
Trækstyrke (MPa)		
Før aldring	Min. 14 MPa	Min. 14 MPa
Efter aldring	Min. 14 MPa	Min. 14 MPa

Udarbejdet 9.1. 2018