

SIKKERHEDSDATABLAD

V-varnish Premium

Side 1 af 3

Dato 06/10/2021 (rev. 5)
Oversat til dansk 18/05/2022

SEKTION I: PRODUKT- OG FABRIKSINFORMATION

Produkt navn: V-Varnish Premium
Anvendelse: Flourlak til forsejling af følsomme tandhalse og desensibilisering. Forebygger caries.
Fabrikant: Vericom Co. Ltd.
Kontakt adresse: 15, Jeonpa-ro 62beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Nødtelefon: 82-31-441-2881

SEKTION II KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER

Farligt indhold	Koncentration	CAS No.	Yderligere information
Rosin syrer, hydrogeneret, sodium salt	50~80 %	68990-02-3	Ingen
Sodium fluorid	4~6 %	7681-49-4	Ingen

SEKTION III IDENTIFIKATION AF FARLIGE TILSTANDE

Irriterende for øjne, åndedræt og hud. Kan forårsage sensibilitet ved hudkontakt. Kan være skadelig ved indtagelse.

SEKTION IV FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjenkontakt: Skyl øjnene øjeblikkeligt med rigeligt vand og søg læge.
Hudkontakt: Vask øjeblikkeligt med sæbe og vand. Søg læge.
Indtagelse: Drik rigelig vand og søg læge.
Inhalering: Søg frisk luft. Sørg for hvile og varme.

SEKTION V BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Slukningsmidler:	Vandtåge, CO ₂ , skum, tørre kemikalier
Usædvanlig brand og eksplosionsfare:	Ved forbrænding kan der opstå irriterende gasser

SEKTION VI FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET FRIGIVELSE

Personlige forholdsregler: Anvend passende beskyttelsestøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Miljømæssige forholdsregler: Må ikke tømmes i afløb eller vandmiljø.

Rengøringsmetode: Opsamles mekanisk.

SEKTION VII HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forsigtighed ved håndtering: Holdes væk fra varme. Undgå indånding af dampe, tåger eller spray. Undgå at produktet kommer i kontakt med øjne og længerevarende eller gentagende hudkontakt. Vask hænder efter anvendelse og før indtagelse af mad.

Forsigtighed ved opbevaring: Opbevares køligt.

SEKTION VIII EKSPONERINGSKONTROL/PERSONBESKYTTELSE

Åndedrætsbeskyttelse: Anvendes under normale betingelser, ingen krav til anvendelse af åndedrætsbeskyttelse.	Øjenbeskyttelse: Undgå øjenkontakt. Benyt tætsiddende beskyttelsesbriller.
Håndbeskyttelse: Latex handsker	Hudbeskyttelse: Undgå hudkontakt. Beskyttelsestøj.

SEKTION IX FYSISKE/KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: Flydende	Specifik tyngdekraft > 1 [Ref Std: Water=1]
Lugt: tyggegummi, jordbær, melon eller mint	Fordampningshastighed: Ikke tilgængelig
Farve: gennemsigtig eller hvid	Opløselighed i vand: Let opløselig
Kogepunkt: Ikke tilgængelig	pH: Ikke tilgængelig
Flammepunkt: Ikke tilgængelig	Viskositet: Ikke tilgængelig
Damptryk: Ikke tilgængelig	

SEKTION X STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale betingelser

Undgå materialer/tilstande: Stærke oxidationsmidler, stærke syrer. Varme.

SEKTION XI TOKSIKOLOGISK INFORMATION

Akut toksicitet: Nontoksisk

Hudkontakt: Hyppig eller langvarig hudkontakt kan give irritation. Irriterende for øjne.

Øjenkontakt: Irriterende virkning.

Sensibilisering: Kan forårsage sensibilisering ved hudkontakt.

SEKTION XII ØKOLOGISKE INFORMATIONER

Økotoxikologisk information: Ingen tilgængelige data

Kemisk skæbne: Ingen tilgængelige data

SEKTION XIII BORTSKAFFELSE

Metode til bortskaffelse af affald: Kan afbrændes sammen med husholdningsaffald i overensstemmelse med gældende statslige regler om bortskaffelse af affald.

SEKTION XIV TRANSPORT INFORMATION

Produktet er ikke klassificeret under nogen transportregulativer.

SEKTION XV REGULATORISK INFORMATION

Medicinsk udstyr, direktiv 93/42/EEC som ændret ved Direktiv 2007/47/EC
MFDS-regulativ

SEKTION XVI ANDRE INFORMATIONER

MFDS Dette sikkerhedsdatablad er baseret på sikkerhedsdata om råmaterialer og fabrikantens viden og erfaring. Det er intentionen at beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskrav og ikke at garantere specifikke egenskaber.

Oversat til dansk den 18. maj 2022 af:

DENTORIUM

Dentorium ApS

Gunnekær 16

2610 Rødovre

Danmark

E-mail: shop@dentorium.dk

Telefon: 70 20 70 38

www.dentorium.dk