

# Sikkerhedsdatablad SuperTract

## 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden

1.1. Produktidentifikator: SuperTract

1.2. Identifikation af leverandør:

Navn: EASTDENT CO., LTD

Adresse: #601-1, 64, Gugal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea.

Telefon (nødtilfælde): +82 31 693 5767

Fax: +82 31 693 5768

1.3. Anbefalet anvendelse og anvendelsesbegrænsninger: Ingen data tilgængelig

## 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering i henhold til CLP: Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer (GHS): Ingen tilgængelige oplysninger

2.3. Andre farer: Ingen data tilgængelig



*Produktet er ikke klassificeret som farligt*



### **3. Sammensætning/Oplysninger om indholdsstoffer**

Aluminiumchlorid hexahydrat: 10–40%

Lerbaserede fortykningsmidler: 20–60%

Fugtgivende og bærende opløsningsmidler: 1–20%

Farvestof (blå): <1%

Silikonedispersionsmiddel: <5%

Renset vand: 1–30%

Bemærk: Nøjagtig sammensætning tilbageholdes som forretningshemmelighed i henhold til REACH og CLP.

### **4. Førstehjælpsforanstaltninger**

Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning.

Hudkontakt: Søg straks lægehjælp ved ubehag.

Indånding: Søg straks lægehjælp ved ubehag. Bring personen i frisk luft og hold komfortabel.

Indtagelse: Skyl munden. Søg straks lægehjælp ved ubehag.

Yderligere info: Underret medicinsk personale og udfør passende tiltag.

### **5. Brandbekæmpelse**

Egnede slukningsmidler: Alkoholresistent skum, tørkemikalier, vand, CO<sub>2</sub>, sand.

Uegnede midler: Ingen oplysninger.

Farlige forbrændingsprodukter: Irriterende eller giftige gasser kan frigives.

Særlige forholdsregler: Brug personlige værnemidler, fjern beholdere hvis muligt, undgå miljøudslip.

Beskyttelsesudstyr: Kemikaliebestandigt udstyr til brandfolk.

### **6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip**

Personlige forholdsregler: Fjern antændelseskilder, undgå indånding, stands lækage hvis muligt.

Miljøforholdsregler: Undgå udledning til vandløb, kloakker og lukkede rum.

Oprydningemetode: Rengør med rengøringsmiddel og vand.

## 7. Håndtering og opbevaring

Sikker håndtering: Undgå varme, opbevares i godt ventilerede områder.

Personlige værnemidler: Åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.

Sikker opbevaring: Luk beholder tæt. Opbevar ved stuetemperatur.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ingen oplysninger tilgængelige.

Tekniske foranstaltninger: Hold forurening under kontrol.

Åndedrætsværn: Anvend kemikaliebestandigt åndedrætsværn.

Øjen- og hudbeskyttelse: Almindelig beskyttelse anbefales.

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Pasta ved 30 °C

Farve: Lyseblå

Lugt: Lugtfri

pH: 3,0 ± 0,1

Relativ densitet: 1,67 (vand = 1)

Øvrige egenskaber: Ingen data tilgængelig om smeltepunkt, flammepunkt, damptryk m.m.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale forhold.

Forhold der skal undgås: Varme, gnister, åben ild.

Inkompatible materialer: Brændbare og reducerende stoffer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Kan danne irriterende, ætsende eller giftige gasser.

## 11. Toksikologiske oplysninger

Eksponeringsveje: Ingen data.



Akut toksicitet, hud-/øjenirritation, sensibilisering, mutagenicitet, kræftfremkaldende effekt: Ingen data.

Organtoksicitet, aspiration: Ingen data.

## **12. Miljøoplysninger**

Økotoksicitet, persistens, bioakkumulering, mobilitet og øvrige miljøskader: Ingen data.

## **13. Bortskaffelse**

Bortskaffelsesmetode: Følg lokale og nationale regler.

Forsigtighedsregler: Følg forskrifterne.

## **14. Transportoplysninger**

IMDG, ADR, RID, AND, DRG: Ingen data.

Særlige forholdsregler ved transport: Ikke relevant.

## **15. Oplysninger om regulering**

Koreanske love og andre nationale/internationale regulativer: Ingen data tilgængelig.

## **16. Andre oplysninger**

For yderligere information, kontakt Eastdent Co., Ltd.

© 2025 Eastdent Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Oversat til dansk af Dentorium ApS, 8. august 2025