

Afsnit 1: Identifikation	
Produktnavn:	Kollagen fra bovin dyb bøjesene.
Katalogkoder:	Type 1 oprenset kollagen (A, N og M)
Identificerede anvendelser:	Til reparation af skader og lindring af sygdom. Til videre forarbejdning af producenter af medicinsk udstyr/medicinalindustrien
Kontaktoplysninger til leverandør	Kollagen Løsninger NZ 10 Hair Street Marton 4710 New Zealand
Ikke-nødtelefonnummer:	Tlf.: +64 6 327 8751.
Afsnit 2: Identifikation af farer	
Klassificering af stoffet	Ikke et farligt stof i henhold til forordning (EF) nr. 1272.2008. Dette produkt er ikke kategoriseret som farligt i henhold til direktiv 67/548/EØF.
Mærke	Dette produkt behøver ikke at blive mærket i overensstemmelse med EU-direktiver.
elementer:Faresæt	Ingen.
ninger:	Bær beskyttelsesbriller, handsker og ansigtsbeskyttelse.
Sikkerhedssætninger:	Ved indtagelse, skyl munden, fremkald ikke opkastning Hvis du er i øjnene, skal du skylle forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis du er udsat eller føler dig utilpas, skal du søge lægehjælp.
Afsnit 3: Sammensætning og oplysninger om ingredienser	
Kemisk identitet:	Type I polymert kollagen fra bovin dyb bøjesene.
Sammensætning:	Ikke mindre end 95% kollagen på tør basis.
Navn:	Kollagen
Synonym:	Uopløseligkollagen
CAS#:	Ikke tilgængelig.
Ingredienser:	Indeholder resterende forarbejdning HCl, koncentrationen er mindre end 0,01 M i 1% w/vol dispersion. pH (2-7). Ingen tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler.

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger	
Efter øjenkontakt:	Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter som en sikkerhedsforanstaltning. Tjek for og fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Søg lægehjælp.
Efter hudkontakt:	Skyl straks huden med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj og sko og rengør. Søg lægehjælp.
Efter indånding:	Ved indånding skal den fjernes til frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, skal du give kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp.
Efter indtagelse:	Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er instrueret af medicinsk personale. Hvis store mængder af dette materiale sluges, skal du straks søge lægehjælp.
De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede	Så vidt vi ved, har de kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber ikke er blevet grundigt undersøgt.
Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig	Ingen oplysninger tilgængelige.
Afsnit 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger	
Slukningsmedier:	Anvend foranstaltninger, der passer til de lokale forhold og det omgivende miljø.
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:	Let brandfarlig i nærvær af ekstrem varme. Organisk materiale. Kan producere kulilte og dioxid, hvis de opvarmes til nedbrydning.
Råd til brandmænd:	Undgå hudkontakt og indånding. Brug åndedrætsværn til brandslukning, hvis det er nødvendigt
Afsnit 6: Foranstaltninger ved udslip ved uheld	
Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer:	Bær beskyttelsesudstyr. Undgå at indånde dampe, undgå kontakt. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Miljømæssige forholdsregler:	Må ikke tømmes i afløb.
Metoder og materialer til indeslutning og oprydning:	Dæk afløb. Fej op og skovl i tætte beholdere. Tag op med et væskeabsorberende middel og bortskaf det korrekt.
Henvielse til andre afsnit:	Se afsnit 13 for overvejelser om bortskaffelse.

Afsnit 7: Håndtering og opbevaring	
Forholdsregler for sikker håndtering:	Bær beskyttelsesudstyr til ansigt, øjne og hud.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforlideligheder:	Opbevares tørt i lukkede beholdere, uden direkte lys. Opbevares kølet ved 2-8°C.
Specifikke slutanvendelser:	Anført i afsnit 1.
Afsnit 8: Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse	
Kontrolparametre:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Eksponeringskontrol:	Generel god praksis med hygiejne- og proceskontrol
Tekniske foranstaltninger:	Brug proceskabinetter, tilstrækkelig ventilation. Hvis brugerbetjeningen genererer støv, partikler, dampe eller tåge, skal du bruge ventilation til at kontrollere luftbårne forurenende stoffer.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger:	Beskyttelse af ansigt, øjne og hud.
Kontrol med miljøeksponering:	Må ikke tømmes i afløb.
Afsnit 9: Fysiske og kemiske egenskaber	
Fysisk tilstand og udseende:	Frysetørret i folie eller slebet.
Lugt:	Ingen oplysninger tilgængelige
Smag:	Ingen oplysninger tilgængelige
Molekylvægt:	Ingen oplysninger tilgængelige
Farve:	Hvid
pH (1% opløsning/vand):	2-7
Kogepunkt:	Ingen oplysninger tilgængelige
Smeltepunkt:	Ingen oplysninger tilgængelige
Kritisk temperatur:	Ingen oplysninger tilgængelige
Vægtfylde: Damptryk:	Ingen oplysninger tilgængelige
Damptæthed:	Ingen oplysninger tilgængelige
Flygtighed:	Ingen oplysninger tilgængelige
Lugttærskel:	Ingen oplysninger tilgængelige
Vand/olieafstand.Coeff:	Ingen oplysninger tilgængelige
Ionicitet (i vand):	Ingen oplysninger tilgængelige
Dispersionsegenskaber:	Ingen oplysninger tilgængelige
Opløselighed:	Ingen oplysninger tilgængelige Uopløselig.
Afsnit 10: Stabilitets- og reaktivitetsdata	
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:	
Stabilitet:	Produktet er stabilt.
Ustabilitetstemperatur:	Ingen oplysninger tilgængelige
Ustabilitetstilstande:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Uforenelighed med forskellige stoffer:	Stærke oxidationsmidler
Ætsning:	Ingen information tilgængelig.
Særlige bemærkninger om reaktivitet:	Ingen oplysninger tilgængelige
Særlige bemærkninger om ætsning:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Polymerisation:	Spontan polymerisation vil ikke forekomme.

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger	
Adgangsveje:	Indånding, indtagelse
Toksicitet for dyr:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Kroniske virkninger på mennesker:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Andre toksiske virkninger på mennesker:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Særlige bemærkninger om toksicitet for dyr:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Særlige bemærkninger om kroniske virkninger på mennesker:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Særlige bemærkninger om andre toksiske virkninger på mennesker:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Afsnit 12: Økologisk information	
Økotoksicitet:	Ingen oplysninger tilgængelige.
BOD5 og COD:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Produkter af biologisk nedbrydning:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Produkternes bionedbrydelige egenskaber:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Særlige bemærkninger om bionedbrydelige produkter:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Afsnit 13: Overvejelser om bortskaffelse	
Bortskaffelse af affald:	Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med med lokale miljøkontrolbestemmelser.
Afsnit 14: Transportinformation	
Identifikation:	Ikke et farligt eller farligt eller kontrolleret materiale.
Særlige bestemmelser for transport:	Ingen.
Afsnit 15: Lovgivningsmæssige oplysninger	
Andre gældende regler:	Ingen oplysninger tilgængelige.
Afsnit 16: Andre oplysninger	
Andre særlige overvejelser:	Ovenstående oplysninger menes at være nøjagtige og repræsenterer de bedste oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige for os. Det karakteriserer produktet med hensyn til passende sikkerhedsforanstaltninger. Det udgør ikke en garanti af produktets egenskaber.

Skrevet af:	Denise Cranston, kvalitetschef
-------------	--------------------------------

Udgivelsesdato:	Version	Forandringens karakter
6/11/2016	2	Medtag beskrivelse af neutrale, sure og formalede former. Opdater firmanavn.