

DENTORIUM

SIKKERHEDSDATABLAD
VERICOM CO., LTD.
Produkt: Well-Root PT
Version: 1.0 (DA)
Udstedelsesdato: 15.06.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

Well-Root PT

AFSNIT 1: Identifikation

Produktnavn: Well-Root PT

Anvendelse: Til permanent rodfyldning af rodkanaler.

Producent: Vericom Co., Ltd.

Adresse: 15, Jeonpa-ro 62beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republikken Korea.

Nødtelefon: +82 31 441 2881

AFSNIT 2: Sammensætning

- Zirkoniumoxid 40–65 % (CAS 1314-23-4)
- Calciumsulfatdihydrat 1–10 % (CAS 10101-41-4)
- Calcium-natrium-fosfosilikat 1–5 % (CAS 65997-17-3)
- Polyethylenglykol 10–20 % (CAS 25322-68-3)
- Polypropylenglykol 1–10 % (CAS 25322-69-4)

AFSNIT 3: Fareidentifikation

Produktet har en basisk pH.

DENTORIUM

SIKKERHEDSDATABLAD
VERICOM CO., LTD.
Produkt: Well-Root PT
Version: 1.0 (DA)
Udstedelsesdato: 15.06.2026

AFSNIT 4: Førstehjælp

Øjne: Skyl med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende irritation.

Hud: Vask med sæbe og vand.

Indtagelse: Lad den tilskadekomne drikke 2-5 glas vand. Kontakt læge.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Vandtåge, CO₂, skum eller tørt kemisk slukningsmiddel. Ingen særlige brand- eller eksplosionsfarer.

AFSNIT 6: Udsigtet udslip

Rengøres med sæbe og vand.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

Kun til brug for kvalificeret personale på tandklinikker eller dentallaboratorier.
Opbevares køligt og tørt.

AFSNIT 8: Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller, latexhandsker og laboratoriekittel.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Hvid pasta uden karakteristisk lugt. Densitet $2,89 \pm 0,01$ g/cm³. Uopløselig i vand. pH 11-12.

DENTORIUM

SIKKERHEDSDATABLAD
VERICOM CO., LTD.
Produkt: Well-Root PT
Version: 1.0 (DA)
Udstedelsesdato: 15.06.2026

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale forhold. Undgå varme, lys og stærke syrer.

AFSNIT 11: Toksikologi

Ikke akut toksisk ved normal anvendelse. Kan irritere hud og øjne. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

Ingen tilgængelige data.

AFSNIT 13: Bortskaffelse

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

AFSNIT 14: Transport

Ikke klassificeret som farligt gods iht. ADR, ADN, IMDG og IATA.

AFSNIT 15: Regulering

Forordning (EU) 2017/745 (MDR) samt MFDS.

DENTORIUM

SIKKERHEDSDATABLAD

VERICOM CO., LTD.

Produkt: Well-Root PT

Version: 1.0 (DA)

Udstedelsesdato: 15.06.2026

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Dansk oversættelse af producentens sikkerhedsoplysninger. Oplysningerne beskriver produktets sikkerhedsmæssige egenskaber og udgør ikke en garanti for specifikke produktegenskaber.

Dette dokument er en dansk oversættelse af producentens originale sikkerhedsdatablad. Ved uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

Dentorium Aps, 21.7.2026